

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-C1orf107



Numéro de catalogue: 21076-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:

21076-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 387 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG15250

Numéro d'acquisition GenBank:

BC022964

Identification du gène (NCBI):

27042

Nom complet:

chromosome 1 open reading frame 107

MW calculé

756 aa, 87 kDa

MW observés:

87-100 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000 for WB

## Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HepG2,

IP : cellules HepG2,

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



HepG2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21076-1-AP (C1orf107 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.

IP Result of anti-C1orf107 (IP:21076-1-AP, 4ug; Detection:21076-1-AP 1:300) with HepG2 cells lysate 1000ug.