

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-FAM119A



Numéro de catalogue: 21079-1-AP

2 Publications

## Informations de base

<b>Numéro de catalogue:</b> 21079-1-AP	<b>Numéro d'acquisition GenBank:</b> BC033720	<b>Méthode de purification:</b> Purification par affinité contre l'antigène
<b>Taille:</b> 150ul , Concentration: 650 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	<b>Identification du gène (NCBI):</b> 151194	<b>Dilutions recommandées:</b> WB 1:500-1:1000 IHC 1:50-1:500 IF 1:10-1:100
<b>Hôte:</b> Lapin	<b>Nom complet:</b> family with sequence similarity 119, member A	
<b>Isotype:</b> IgG	<b>MW calculé</b> 218 aa, 25 kDa	
<b>Immunogen Catalog Number:</b> AG15282	<b>MW observés:</b> 25 kDa	

## Applications

### Applications testées:

IF, IHC, WB, ELISA

### Demandes citées:

IF, WB

### Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

### Espèces citées:

Humain, souris

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (\*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

### Contrôles positifs:

WB : cellules K-562, cellules L02, cellules THP-1

IHC : tissu hépatique humain,

IF : cellules HeLa, cellules HepG2

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jonas Sieber	28912266	J Biol Chem	IF
Zhen Liu	32198070	J Proteomics	WB

## Stockage

### Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

### Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21079-1-AP (FAM119A antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of HepG2 cells, using FAM119A antibody 21079-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red). Blue pseudocolor = DAPI (fluorescent DNA dye).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver tissue slide using 21079-1-AP (FAM119A Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver tissue slide using 21079-1-AP (FAM119A Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).