

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-GIYD2



Numéro de catalogue: 21158-1-AP

Phare

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

21158-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 550 µg/ml by Nanodrop and 393 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG13094

Numéro d'acquisition GenBank:

BC000803

Identification du gène (NCBI):

79008

Nom complet:

GIY-YIG domain containing 2

MW calculé

31 kDa

MW observés:

31 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris, tissu cérébral humain foetal

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Zhe Yang	32883681	Genes Dev	WB
Stephanie Panier	31447390	Mol Cell	

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21158-1-AP (GLYD2 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.