

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-RASAL3



Numéro de catalogue: 21164-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:

21164-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 260 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG15189

Numéro d'acquisition GenBank:

BC030281

Identification du gène (NCBI):

64926

Nom complet:

RAS protein activator like 3

MW calculé

1011 aa, 112 kDa

MW observés:

112 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:3000

## Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB: cellules Jurkat, cellules TF-1

## Informations générales

RASAL3 belongs to the Ras GTPase-activating proteins (RasGAP) family and encodes a protein with pleckstrin homology (PH), C2, and Ras GTPase-activation protein (RasGAP) domains.

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21164-1-AP (RASAL3 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.