

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PITPNM2



Numéro de catalogue: 21169-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

21169-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 360 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG15385

Numéro d'acquisition GenBank:

BC141813

Identification du gène (NCBI):

57605

Nom complet:

phosphatidylinositol transfer protein, membrane-associated 2

MW calculé

1349 aa, 149 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

