

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-FAM124B



Numéro de catalogue: 21313-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

21313-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 280 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG15963

Numéro d'acquisition GenBank:

BC025754

Identification du gène (NCBI):

79843

Nom complet:

family with sequence similarity 124B

MW calculé

455 aa, 51 kDa

MW observés:

51 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules K-562,

IHC : tissu de cancer du côlon humain,

Informations générales

FAM124B is identified as a novel component of CHD7 and CHD8 containing complex. It is a mainly nuclear localized protein with a widespread expressed. Fam124B is a novel protein possibly involved in the pathogenesis of CHARGE syndrome and neurodevelopmental disorders.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Ye Kuang	34691250	Oncol Lett	WB
Batsukh Tserendulam T	23285124	PLoS One	WB,IHC,IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



K-562 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21313-1-AP (FAM124B antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 21313-1-AP (FAM124B antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).