

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-BSAP, PAX5



Numéro de catalogue: 21388-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

21388-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 233 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG16023

Numéro d'acquisition GenBank:

BC156927

Identification du gène (NCBI):

5079

Nom complet:

paired box 5

MW calculé

391 aa, 42 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

FC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

PAX5, also named B-cell specific activator protein (BSAP), is a member of the highly conserved paired box (PAX)-domain family of transcription factors. PAX5 is essential in normal B-cell lymphopoiesis. It is expressed in pro-B, pre-B and mature B lymphocytes but not in plasma cells. PAX5 is a common target in leukemogenesis of B-ALL (B-lineage acute lymphoblastic leukemia) along with CDKN2A. Owing to its frequent deletion in B-ALL, PAX5 could be used as one of the molecular markers in diagnosis and monitoring of the disease. This antibody is specific to PAX5. It will not cross react with other PAX members.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

