

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CDC42SE2



Numéro de catalogue: 21424-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

21424-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC096703

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 240 µg/ml by Nanodrop and 240 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

56990

Dilutions recommandées:

IHC 1:20-1:200

Hôte:

Lapin

Nom complet:

CDC42 small effector 2

MW calculé

84 aa, 9 kDa

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG16011

Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Contrôles positifs:

IHC : tissu de côlon humain, tissu de lymphome humain

Spécificité de l'espèce:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de *TE buffer pH 9.0*; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon tissue slide using 21424-1-AP (CDC42SE2 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon tissue slide using 21424-1-AP (CDC42SE2 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).