

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-TOR1AIP1



Numéro de catalogue: 21459-1-AP

2 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

21459-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG14823

Numéro d'acquisition GenBank:

BC023247

Identification du gène (NCBI):

26092

Nom complet:

torsin A interacting protein 1

MW calculé

462aa,52 kDa; 583aa,66 kDa

MW observés:

50-55 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:5000-1:50000

IF 1:200-1:800

## Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules COLO 320, cellules HEK-293T, cellules HeLa

IF : cellules HeLa,

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Alberto T Gatta	34286694	Elife	WB,IF
Yaiza Jung-Garcia	36624187	Nat Cell Biol	WB,IF

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



COLO 320 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21459-1-AP (TOR1AIP1 antibody) at dilution of 1:15000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HeLa cells using TOR1AIP1 antibody (21459-1-AP) at dilution of 1:400 and CoraLite® 488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L), CL594-Phalloidin (red).