

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-POU4F3



Numéro de catalogue: 21509-1-AP

6 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
21509-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 800 µg/ml by Nanodrop and 447 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG16004

Numéro d'acquisition GenBank:
BC104923

Identification du gène (NCBI):
5459

Nom complet:
POU class 4 homeobox 3

MW calculé
338 aa, 37 kDa

MW observés:
35-40 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Demandes citées:
IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:
Humain, souris

Espèces citées:
Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules Neuro-2a, cellules HL-60

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Amanda N Ciani Berlingeri	36334348	Hear Res	IF
Dongchang Xiao	34671605	Front Cell Dev Biol	IHC
Zuberwasim Sayyad	34023378	Neurochem Int	WB, IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Neuro-2a cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21509-1-AP (POU4F3 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.