

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SLC4A1AP



Numéro de catalogue: 21517-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
21517-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 473 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG16062

Numéro d'acquisition GenBank:
BC099711

Identification du gène (NCBI):
22950

Nom complet:
solute carrier family 4 (anion exchanger), member 1, adaptor protein

MW calculé
796 aa, 89 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:
IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:
IHC, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

IHC : tissu rénal humain,

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 21517-1-AP (SLC4A1AP Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 21517-1-AP (SLC4A1AP Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).