

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-IL1F10



Numéro de catalogue: 21530-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

21530-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC103966

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 267 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

84639

Hôte:

Lapin

Nom complet:

interleukin 1 family, member 10 (theta)

Isotype:

IgG

MW calculé

152 aa, 17 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG16154

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

IL1F10 is a member of the interleukin 1 cytokine family. This cytokine is thought to participate in a network of interleukin 1 family members to regulate adapted and innate immune responses.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Recombinant protein were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21530-1-AP (IL1F10 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.