

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ISM2



Numéro de catalogue: 21540-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 21540-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC101020	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 260 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 145501	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:1000 IHC 1:20-1:200 IF 1:20-1:200
Hôte: Lapin	Nom complet: isthmin 2 homolog (zebrafish)	
Isotype: IgG	MW calculé: 571 aa, 64 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG16187	MW observés: 65 kDa, 55 kDa	

Applications

Applications testées:

IF, IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules L02, tissu cutané de souris, tissu pancréatique de souris, tissu rénal de souris

IHC : tissu placentaire humain, tissu rénal humain

IF : cellules L02,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




L02 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21540-1-AP (ISM2 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human placenta tissue slide using 21540-1-AP (ISM2 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human placenta tissue slide using 21540-1-AP (ISM2 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



Immunofluorescent analysis of L02 cells using 21540-1-AP (ISM2 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).