

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-UBE4A



Numéro de catalogue: 21548-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

21548-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 207 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG16211

Numéro d'acquisition GenBank:

BC112367

Identification du gène (NCBI):

9354

Nom complet:

ubiquitination factor E4A (UFD2 homolog, yeast)

MW calculé

1073 aa, 124 kDa

MW observés:

123 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:3000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:500-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, cellules HepG2, cellules Jurkat, cellules LO2, tissu cérébral de souris

IP : tissu cérébral de souris,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xianyan Hu	32645369	Mol Cell	WB
Xianyan Hu	37084817	Biochim Biophys Acta Gene Regul Mech	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21548-1-AP (UBE4A antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.

IP Result of anti-UBE4A (IP:21548-1-AP, 4ug; Detection:21548-1-AP 1:500) with mouse brain tissue lysate 4000ug.