

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ASZ1



Numéro de catalogue: 21550-1-AP

5 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

21550-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 150 µg/ml by Nanodrop and 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG16217

Numéro d'acquisition GenBank:

BC034963

Identification du gène (NCBI):

136991

Nom complet:

ankyrin repeat, SAM and basic leucine zipper domain containing 1

MW calculé

475 aa, 53 kDa

MW observés:

48-50 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:3000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

souris

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris, tissu testiculaire humain

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Deqiang Ding	29018194	Nat Commun	IF, WB
Opeyemi Olotu	36624638	Andrology	WB
Deqiang Ding	30590800	Nucleic Acids Res	IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21550-1-AP (ASZ1 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.