

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SLITRK3



Numéro de catalogue: 21649-1-AP

Phare

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

21649-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 207 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG16352

Numéro d'acquisition GenBank:

BC114621

Identification du gène (NCBI):

22865

Nom complet:

SLIT and NTRK-like family, member 3

MW calculé

977 aa, 109 kDa

MW observés:

120-125 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris,

IP : tissu cérébral de souris,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jun Li	29107521	Neuron	WB, IHC
Aliccia Bollig-Fischer	35006496	Mol Biomed	WB, IF
Yim Yeong Shin YS	23345436	Proc Natl Acad Sci U S A	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21649-1-AP (SLITRK3 antibody) at dilution of 1:200 incubated at room temperature for 1.5 hours.

IP Result of anti-SLITRK3 (IP:21649-1-AP, 4ug; Detection:21649-1-AP 1:300) with mouse brain tissue lysate 4000ug.