

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PI3 Kinase p110 Delta



Numéro de catalogue: 21708-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

21708-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 500 µg/ml by
Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG16326

Numéro d'acquisition GenBank:

BC132919

Identification du gène (NCBI):

5293

Nom complet:

phosphoinositide-3-kinase, catalytic,
delta polypeptide

MW calculé

1044 aa, 120 kDa

MW observés:

110-130 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat, cellules Raji, cellules RAW 264.7

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21708-1-AP (PI3 Kinase p110 Delta antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.