

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-FAM117B



Numéro de catalogue: 21768-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

21768-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 180 µg/ml by Nanodrop and 173 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG16407

Numéro d'acquisition GenBank:

BC106906

Identification du gène (NCBI):

150864

Nom complet:

family with sequence similarity 117, member B

MW calculé

589 aa, 62 kDa

MW observés:

66 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, IP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, cellules HeLa, tissu rénal de rat, tissu rénal de souris

IP : cellules HEK-293,

Informations générales

FAM117B, also named as ALS2CR13, is mapped in the genomic region covering the complete candidate region for Amyotrophic lateral sclerosis 2 (ALS2). This antibody is specific to FAM117B.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yunjiang Zhou	36719368	J Clin Invest	WB,IHC,IF,IP
Hast Bridgid E BE	23382044	Cancer Res	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21768-1-AP (FAM117B antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-FAM117B (IP:21768-1-AP, 4ug; Detection:21768-1-AP 1:500) with HEK-293 cells lysate 920ug.