

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-KIAA0895



Numéro de catalogue: 21930-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
21930-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 700 µg/ml by
Nanodrop and 353 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG16533

Numéro d'acquisition GenBank:
BC110422

Identification du gène (NCBI):
23366

Nom complet:
KIAA0895

MW calculé
520 aa, 61 kDa

MW observés:
45 kDa, 60 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:200-1:1000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris, cellules HEK-293

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21930-1-AP (KIAA0895 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.