

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-FTCD



Numéro de catalogue: 21959-1-AP

4 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

21959-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 480 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG16646

Numéro d'acquisition GenBank:

BC136395

Identification du gène (NCBI):

10841

Nom complet:

formiminotransferase cyclodeaminase

MW calculé

541 aa, 59 kDa

MW observés:

53-62 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:4000-1:16000

IHC 1:250-1:1000

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu hépatique de souris, tissu hépatique de rat

IHC : tissu hépatique humain,

Informations générales

Publications notables

| Autrice | Pubmed ID | Journal | Application |
|-------------|-----------|---------------------|-------------|
| Shizhe Yu | 35813194 | Front Cell Dev Biol | IF |
| Jiajia Chen | 31203308 | Med Sci Monit | WB,IHC |
| Huimin Shen | 33380233 | Bioengineered | IHC |

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21959-1-AP (FTCD antibody) at dilution of 1:8000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver tissue slide using 21959-1-AP (FTCD antibody) at dilution of 1:500 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver tissue slide using 21959-1-AP (FTCD antibody) at dilution of 1:500 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).