

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-DRD2



Numéro de catalogue: 22022-1-AP

1 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

22022-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC021195

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 360 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

1813

Identification du gène (NCBI):

Nom complet:  
dopamine receptor D2

Dilutions recommandées:

IHC 1:50-1:500

Hôte:

Lapin

MW calculé

443 aa, 51 kDa

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG16821

## Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Contrôles positifs:

IHC : tissu cérébral de souris,

Demandes citées:

IF

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (\*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yuzhuo Fan	35724635	Ophthalmic Res	IF

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using 22022-1-AP (DRD2 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using 22022-1-AP (DRD2 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).