

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CCDC120



Numéro de catalogue: 22041-1-AP

Phare

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

22041-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 650 µg/ml by Nanodrop and 500 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG14319

Numéro d'acquisition GenBank:

BC008769

Identification du gène (NCBI):

90060

Nom complet:

coiled-coil domain containing 120

MW calculé

630 aa, 68 kDa

MW observés:

67-70 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat, tissu hépatique de souris

IHC : tissu de côlon humain, tissu placentaire humain

Informations générales

CCDC120, also named as JM11, is required for neurite growth. In differentiating neuroblastoma cells, CCDC120 colocalizes with CYTH2 in both neurite shaft and growth cone areas. CCDC120 has some isoforms with MW 67-70 kDa.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Tomohiro Torii	25326380	J Biol Chem	WB, IF
Ning Huang	28422092	Nat Commun	IP

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 22041-1-AP (CCDC120 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon using 22041-1-AP (CCDC120 antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon using 22041-1-AP (CCDC120 antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).