

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SYTL3



Numéro de catalogue: 22076-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

22076-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 700 µg/ml by Nanodrop and 353 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG17219

Numéro d'acquisition GenBank:

BC100830

Identification du gène (NCBI):

94120

Nom complet:

synaptotagmin-like 3

MW calculé

610 aa, 69 kDa

MW observés:

69 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu hépatique de souris,

IHC : tissu rénal humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jeremies Ibanga	35316306	PLoS One	WB
Hong Lin	33911083	Nat Commun	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



mouse liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 22076-1-AP (SYTL3 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 22076-1-AP (SYTL3 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 22076-1-AP (SYTL3 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).