

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-HOXC11



Numéro de catalogue: 22118-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:	22118-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank:	BC001543	Méthode de purification:	Purification par affinité contre l'antigène
Taille:	150ul , Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 307 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI):	3227		
Hôte:	Lapin	Nom complet:	homeobox C11		
Isotype:	IgG	MW calculé:	304 aa, 34 kDa		
Immunogen Catalog Number:	AG17806	MW observés:	47 kDa		

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

HOXC11, also named as Homeobox protein Hox 3H, is a 304 amino acid protein, which contains one homeobox DNA-binding domain and belongs to the Abd-B homeobox family. HOXC11 is a sequence specific transcription factor, which is a part of a developmental regulatory system that provides cells with specific positional identities on the anterior-posterior axis.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

