

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZAP70



Numéro de catalogue: 22207-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
22207-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 600 µg/ml by
Nanodrop and 393 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG17527

Numéro d'acquisition GenBank:
BC039039

Identification du gène (NCBI):
7535

Nom complet:
zeta-chain (TCR) associated protein
kinase 70kDa

MW calculé:
619 aa, 70 kDa

MW observés:
70 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:1000-1:6000
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:2000
for WB
IHC 1:20-1:200
IF 1:20-1:200

Applications

Applications testées:
IF, IHC, IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, souris

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer
l'antigène avec un tampon de TE buffer pH
9.0; (*) À défaut, le démasquage de
l'antigène peut être effectué avec un
tampon citrate pH 6,0.**

Contrôles positifs:

WB: cellules Jurkat, cellules RAW 264.7, RAW264.7

IP: cellules Jurkat,

IHC: tissu de lymphome humain,

IF: cellules RAW 264.7,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 22207-1-AP (ZAP70 Antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lymphoma using 22207-1-AP (ZAP70 antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lymphoma using 22207-1-AP (ZAP70 antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



IP Result of anti-ZAP70 (IP:22207-1-AP, 4ug; Detection:22207-1-AP 1:1000) with Jurkat cells lysate 2800ug.



Immunofluorescent analysis of RAW 264.7 cells using 22207-1-AP (ZAP70 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).