

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-FOXP3



Numéro de catalogue: 22228-1-AP

53 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

22228-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC113401

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 293 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

50943

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:2000 for WB

Hôte:

Lapin

Nom complet:

forkhead box P3

MW calculé

431 aa, 47 kDa

Isotype:

IgG

MW observés:

50-55 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG17571

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Demandes citées:

ChIP, CoIP, FC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, porc, rat, souris

Contrôles positifs:

WB: cellules HeLa, cellules A375, cellules HEK-293, multi-cellules, multi-cellules/tissus, tissu cérébral de souris

IP: cellules HeLa,

Informations générales

FOXP3, also named as IPEX, JM2 and Scurfin, is a transcription factor. FOXP3 plays a critical role in the control of immune response. Defects in FOXP3 are the cause of immunodeficiency polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked syndrome (IPEX) which also known as X-linked autoimmunity-immunodeficiency syndrome. This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against a peptide mapping within human FOXP3.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Ying Liu	36158119	Comput Math Methods Med	IHC
Cheng Cheng	36150347	Phytomedicine	FC, WB
Kai Guo	34514877	Thyroid	IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



WB results of 22228-1-AP (FOX P3 antibody).



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 22228-1-AP (FOX P3 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-FOX P3 (IP:22228-1-AP, 3ug; Detection:22228-1-AP 1:1000) with HeLa cells lysate 1840ug.