

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TSPY3



Numéro de catalogue: 22257-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 22257-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC075016	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 800 µg/ml by Nanodrop and 560 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 728137	Dilutions recommandées: WB 1:5000-1:50000 IHC 1:20-1:200
Hôte: Lapin	Nom complet: testis specific protein, Y-linked 3	
Isotype: IgG	MW calculé: 308 aa, 35 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG17762	MW observés: 39-40 kDa	

Applications

Applications testées:
IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire humain, cellules LNCaP

IHC : tissu testiculaire humain, tissu testiculaire de rat

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



human testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 22257-1-AP (TSPY3 antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis using 22257-1-AP (TSPY3 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded rat testis tissue slide using 22257-1-AP (TSPY3 antibody) at dilution of 1:400 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).