

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MUC2



Numéro de catalogue: 22307-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

22307-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 180 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_002457

Identification du gène (NCBI):

4583

Nom complet:

mucin 2, oligomeric mucus/gel-forming

MW calculé

540 kDa

Méthode de purification:

Purifié par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

IHC

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

souris

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Ata Ur Rehman	36056976	AMB Express	IHC
Min Guo	37447380	Nutrients	IHC
Juan Huang	37272879	Food Funct	IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

