

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-NPSF



Numéro de catalogue: 22311-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

22311-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 347 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_022150

Identification du gène (NCBI):

64111

Nom complet:

neuropeptide VF precursor

MW calculé

22 kDa

Méthode de purification:

Purifié par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

The human RFamide-related peptide gene, RFRP (also designated NPVF or C7orf9), is responsible for encoding three small neuropeptides designated NPSF, RFRP-1 RFRP-2 and RFRP-3 (NPVF). Neuropeptide RFRP-1 acts as a potent negative regulator of gonadotropin synthesis and secretion. Neuropeptides NPSF and NPVF efficiently inhibit forskolin-induced production of cAMP, but RFRP-2 shows no inhibitory activity. Neuropeptide RFRP-1 induces secretion of prolactin in rats. Neuropeptide NPVF blocks morphine-induced analgesia. This antibody can recognize neuropeptide VF precursor and neuropeptide NPSF.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

