

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-TACR3



Numéro de catalogue: 22334-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:

22334-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 260 µg/ml by Nanodrop and 173 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG17808

Numéro d'acquisition GenBank:

BC122551

Identification du gène (NCBI):

6870

Nom complet:

tachykinin receptor 3

MW calculé

465 aa, 52 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IHC 1:20-1:200

## Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (\*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

Contrôles positifs:

IHC : tissu cérébral humain, tissu cérébral de souris

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain slide using 22334-1-AP (TACR3 Antibody) at dilution of 1:50.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain slide using 22334-1-AP (TACR3 Antibody) at dilution of 1:50.