

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TTI1



Numéro de catalogue: 22381-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

22381-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 240 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG17697

Numéro d'acquisition GenBank:

BC013755

Identification du gène (NCBI):

9675

Nom complet:

KIAA0406

MW calculé

1089 aa, 122 kDa

MW observés:

120 kDa

Méthode de purification:

Purifié par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:2000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa,

IP : cellules HeLa,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Honami Yonezawa	35530256	iScience	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 22381-1-AP (TTI1 antibody at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-TTI1 (IP:22381-1-AP, 4ug; Detection:22381-1-AP 1:1000) with HeLa cells lysate 1600ug.