

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-VEGFR2



Numéro de catalogue: 22457-1-AP

4 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

22457-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 680 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG17934

Numéro d'acquisition GenBank:

BC131822

Identification du gène (NCBI):

3791

Nom complet:

kinase insert domain receptor (a type III receptor tyrosine kinase)

MW calculé

1356 aa, 152 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

## Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain, rat, souris

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xian Wang	36049428	Phytomedicine	WB,IF
Wei-Xiang Sun	37480413	Curr Med Sci	WB,IF
Lu Lu	37240099	Int J Mol Sci	WB

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

