

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-FNDC3B



Numéro de catalogue: 22605-1-AP

Phare

7 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

22605-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG18357

Numéro d'acquisition GenBank:

BC039297

Identification du gène (NCBI):

64778

Nom complet:

fibronectin type III domain containing 3B

MW calculé

1204 aa, 133 kDa

MW observés:

150 kDa, 70 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:2000 for WB

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules 4T1, cellules C6, cellules HepG2, cellules HL-60

IP : cellules HepG2,

IHC : tissu hépatique humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yan Li	36357650	J Cell Commun Signal	WB
Ying-Qing Li	32232887	Cancer Sci	WB, IHC, IF
Mei Hong	34880446	Pediatr Res	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




4T1 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 22605-1-AP (FNDC3B antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-FNDC3B (IP:22605-1-AP, 4ug; Detection:22605-1-AP 1:1000) with HepG2 cells lysate 2400ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver tissue slide using 22605-1-AP (FNDC3B Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver tissue slide using 22605-1-AP (FNDC3B Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).