

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-HOXD12



Numéro de catalogue: 22684-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

22684-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC121103

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 550 µg/ml by Nanodrop and 413 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

3238

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Hôte:

Lapin

Nom complet:

homeobox D12

MW calculé

270 aa, 29 kDa

Isotype:

IgG

MW observés:

30 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG18577

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Contrôles positifs:

WB : tissu hépatique de souris,

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 22684-1-AP (HOXD12 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.