

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CCDC64B



Numéro de catalogue: 22770-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 22770-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC128602	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 1200 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 146439	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:2000 IHC 1:50-1:500
Hôte: Lapin	Nom complet: coiled-coil domain containing 64B	
Isotype: IgG	MW calculé: 508 aa, 57 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG18720	MW observés: 57 kDa	

Applications

Applications testées: IHC, WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : cellules MCF-7, IHC : tissu de cancer du sein humain,
Spécificité de l'espèce: Humain	

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Informations générales

CCDC64B, also named as BICDL2 and BICDR2, belongs to BICD family. It was officially named by Schlager et al (2010) in a sequence homology search for new mammalian BICD-like proteins. At present, there is still little study on this protein, which may involve the vesicle transport along microtubule, and Golgi to secretory granule transport. BICDR2 has 2 isoforms with the molecular mass of 57 and 34 kDa (PMID:20360680, 20485297).

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



MCF-7 lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 22770-1-AP (CCDC64B antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 22770-1-AP (CCDC64B antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 22770-1-AP (CCDC64B antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).