

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-B3GNT7



Numéro de catalogue: 22879-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 22879-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC148680	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 700 µg/ml by Nanodrop and 227 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 93010	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:2000 IHC 1:20-1:200
Hôte: Lapin	Nom complet: UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 7	
Isotype: IgG	MW calculé: 330 aa, 37 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG18890	MW observés: 40-46 kDa	

Applications

Applications testées: IHC, WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : cellules Jurkat, cellules COLO 320, tissu placentaire de souris IHC : tissu de cancer du côlon humain, tissu placentaire humain
Spécificité de l'espèce: Humain, souris	
Remarque-IHC: <i>il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.</i>	

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 22879-1-AP (B3GNT7 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 22879-1-AP (B3GNT7 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 22879-1-AP (B3GNT7 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).