

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-THAP11



Numéro de catalogue: 23030-1-AP

Phare

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

23030-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC012182

Méthode de purification:

Purifié par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 347 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

57215

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:50-1:500

Nom complet:

THAP domain containing 11

Hôte:

Lapin

MW calculé

314 aa, 34 kDa

Isotype:

IgG

MW observés:

50 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG19342

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat, cellules HeLa

Demandes citées:

WB

IHC : tissu de cancer du côlon humain,

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jing Zhang	32908912	Biomed Res Int	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 23030-1-AP (THAP11 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 23030-1-AP (THAP11 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.