

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SPRR2D



Numéro de catalogue: 23046-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
23046-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:
BC120938

Méthode de purification:
Purifié par affinité contre l'antigène

Taille:
150ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop and 547 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):
6703

Dilutions recommandées:
IHC 1:20-1:200

Hôte:
Lapin

Nom complet:
small proline-rich protein 2D

MW calculé
72 aa, 8 kDa

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG19079

Applications

Applications testées:
IHC, ELISA

Contrôles positifs:

IHC : tissu œsophagien humain, tissu cutané humain

Demandes citées:
IF, IHC

Spécificité de l'espèce:
Humain

Espèces citées:
souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xiaojing Jia	36270036	Ecotoxicol Environ Saf	IHC
Xiaojing Jia	35878500	Ecotoxicol Environ Saf	IHC
Min Zhang	31410202	Theranostics	IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human oesophagus tissue slide using 23046-1-AP (SPRR2D Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skin tissue slide using 23046-1-AP (SPRR2D Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).