

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti- DSG4



Numéro de catalogue: 23087-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 23087-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC132907	Méthode de purification: Purifié par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop and 633 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 147409	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:1000
Hôte: Lapin	Nom complet: desmoglein 4	
Isotype: IgG	MW calculé 1040 aa, 114 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG19520	MW observés: 160 kDa	

Applications

Applications testées: WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : tissu cutané de souris,
Spécificité de l'espèce: Humain, souris	

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse skin tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 23087-1-AP (DSG4 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.