

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TMEM127



Numéro de catalogue: 23142-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

23142-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 850 µg/ml by Nanodrop and 467 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG19472

Numéro d'acquisition GenBank:

BC039892

Identification du gène (NCBI):

55654

Nom complet:

transmembrane protein 127

MW calculé

238 aa, 26 kDa

MW observés:

26 kDa

Méthode de purification:

Purifié par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

IHC 1:20-1:200

IF 1:10-1:100

Applications

Applications testées:

IF, IHC, IP, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

IP: cellules HeLa,

IHC: tissu cardiaque humain, tissu de cancer du foie humain

IF: cellules HeLa,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Chaojun Yan	37589705	Elife	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



IP Result of anti-TMEM127 (IP:23142-1-AP, 3ug; Detection:23142-1-AP 1:500) with HeLa cells lysate 3000ug.



Immunofluorescent analysis of HeLa cells using 23142-1-AP (TMEM127 antibody) at dilution of 1:25 and Rhodamine-Goat anti-Rabbit IgG.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human heart slide using 23142-1-AP (TMEM127 Antibody) at dilution of 1:50.