

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-FAM46B



Numéro de catalogue: 23149-1-AP

Phare

4 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

23149-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC014160

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by

Nanodrop and 647 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

115572

Nom complet:

family with sequence similarity 46, member B

Hôte:

Lapin

MW calculé

Isotype:

IgG

424 aa, 47 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG19523

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain, rat

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Patrick A Fletcher	36093576	Glia	IHC
Tao Liang	30532005	Exp Mol Med	WB
Hongyang Sang	35116892	Transl Cancer Res	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

