

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ATXN3L



Numéro de catalogue: 23166-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 23166-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC137187	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 1500 µg/ml by Nanodrop and 647 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 92552	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:1000 IHC 1:50-1:500
Hôte: Lapin	Nom complet: ataxin 3-like	
Isotype: IgG	MW calculé: 355 aa, 41 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG19611	MW observés: 41 kDa	

Applications

Applications testées: IHC, WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : tissu testiculaire humain, IHC : tissu testiculaire humain,
Spécificité de l'espèce: Humain	
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.	

Informations générales

ATXN3L, also named as Ataxin-3-like protein, is a 355 amino acid protein, which contains 1 Josephin domain and 2 UIM (ubiquitin-interacting motif) domains. ATXN3L localizes in the nucleus and as a deubiquitinating enzyme that cleaves both 'Lys-48'-linked and 'Lys-63'-linked poly-ubiquitin chains.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



human testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 23166-1-AP (ATXN3L Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 23166-1-AP (ATXN3L Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).