

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TMEM77



Numéro de catalogue: 23182-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

23182-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC047025

Méthode de purification:

Purifié par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

128338

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IHC 1:20-1:200

Hôte:

Lapin

Nom complet:

transmembrane protein 77

MW calculé

266 aa, 30 kDa

Isotype:

IgG

MW observés:

30 kDa, 60 kDa, 70 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG19711

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules K-562,

IHC : tissu de tumeur ovarienne humain, tissu cardiaque humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



K-562 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 23182-1-AP (TMEM77 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human ovary tumor tissue slide using 23182-1-AP (TMEM77 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human ovary tumor tissue slide using 23182-1-AP (TMEM77 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).