

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-C11orf54



Numéro de catalogue: 23251-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue: 23251-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC007110	Méthode de purification: Purifié par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 650 µg/ml by Nanodrop and 313 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 28970	Dilutions recommandées: WB 1:200-1:1000 IHC 1:20-1:200
Hôte: Lapin	Nom complet: chromosome 11 open reading frame 54	
Isotype: IgG	MW calculé 315 aa, 35 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG19731	MW observés: 31 kDa	

Applications

Applications testées: IHC, WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : tissu hépatique de rat, IHC : tissu hépatique de souris,
Demandes citées: IF, WB	
Spécificité de l'espèce: Humain, rat, souris	
Espèces citées: Humain	
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.	

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Junyang Tan	37277441	Commun Biol	WB, IF

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



rat liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 23251-1-AP (C11orf54 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse liver tissue slide using 23251-1-AP (C11orf54 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).