

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MTERFD1



Numéro de catalogue: 23296-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

23296-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 550 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG19847

Numéro d'acquisition GenBank:

BC012995

Identification du gène (NCBI):

51001

Nom complet:

MTERF domain containing 1

MW calculé

417 aa, 48 kDa

MW observés:

48 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

canin, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu hépatique de souris, cellules HeLa

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Wanyue Sang	37346800	J Inflamm Res	IF, WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 23296-1-AP (MTERFD1 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.