

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-UGT1A1



Numéro de catalogue: 23495-1-AP

6 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

23495-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG19001

Numéro d'acquisition GenBank:

BC128415

Identification du gène (NCBI):

54658

Nom complet:

UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A1

MW calculé

533 aa, 60 kDa

MW observés:

50-60 kDa, 65-70 kDa

Méthode de purification:

Purifié par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

## Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu hépatique de souris,

## Informations générales

UDP-glucuronosyltransferase 1A1 (UGT1A1) is one of nine transferases encoded on the UGT1 locus. Developmental regulation of the UGT1A1 gene is an important process that is needed to achieve normal levels of serum total bilirubin (TB). UGT1A1 is a 50-60 kda member of the UGT1A subfamily, and can be detected as 65-70kda band after posttranslational modification.

## Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jianming Liu	36343550	Phytomedicine	WB,IHC
Yannick Audet-Delage	36295907	Metabolites	WB
Jianming Liu	35605478	Phytomedicine	WB,IHC

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



mouse liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 23495-1-AP (UGT1A1 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.