

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DAB2IP



Numéro de catalogue: 23582-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
23582-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 1000 µg/ml by
Nanodrop and 720 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG20308

Numéro d'acquisition GenBank:
BC146762

Identification du gène (NCBI):
153090

Nom complet:
DAB2 interacting protein

MW calculé
1189 aa, 132 kDa

MW observés:
118 kDa

Méthode de purification:

Purifié par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:2000-1:16000
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:2000
for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules A431, cellules HeLa, cellules HepG2, tissu
cérébral de rat, tissu cérébral de souris

IP : tissu cérébral de souris,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yunjiao Zhou	35063646	Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis	WB,IHC
Meng Zhang	30770783	Cell Death Dis	WB,IHC,IF
Haiou Li	34449943	Cancer Sci	WB, IF, IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 23582-1-AP (DAB2IP antibody) at dilution of 1:8000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-DAB2IP (IP:23582-1-AP, 4ug; Detection:23582-1-AP 1:1000) with mouse brain tissue lysate 4000ug.