

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TMEM231



Numéro de catalogue: 23731-1-AP

Informations de base

| | | |
|---|--|--|
| Numéro de catalogue: 23731-1-AP | Numéro d'acquisition GenBank: BC010609 | Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène |
| Taille: 150ul, Concentration: 200 µg/ml by Nanodrop and 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard; | Identification du gène (NCBI): 79583 | Dilutions recommandées: IHC 1:20-1:200 IF 1:200-1:800 |
| Hôte: Lapin | Nom complet: hypothetical protein FLJ22167 | |
| Isotype: IgG | MW calculé 345 aa, 39 kDa | |
| Immunogen Catalog Number: AG20669 | | |

Applications

| | |
|---|---|
| Applications testées: IF, IHC, ELISA | Contrôles positifs: IHC : tissu pancréatique humain, IF : cellules MDCK, |
| Spécificité de l'espèce: Humain | |
| Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0. | |

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas slide using 23731-1-AP (TMEM231 Antibody) at dilution of 1:50. (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas slide using 23731-1-AP (TMEM231 Antibody) at dilution of 1:50. (under 40x lens).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed MDCK cells using TMEM231 antibody (23731-1-AP) at dilution of 1:400 and CoraLite@488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).