

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ENOX1



Numéro de catalogue: 23750-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

23750-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 900 µg/ml by Nanodrop and 433 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG20715

Numéro d'acquisition GenBank:

BC024178

Identification du gène (NCBI):

55068

Nom complet:

ecto-NOX disulfide-thiol exchanger 1

MW calculé

73 kDa

MW observés:

73 kDa

Méthode de purification:

Purifié par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de *TE buffer pH 9.0*; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat, cellules MCF-7, cellules Raji

IHC : tissu d'amygdalite humain,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 23750-1-AP (ENOX1 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis slide using 23750-1-AP (ENOX1 Antibody) at dilution of 1:50.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis slide using 23750-1-AP (ENOX1 Antibody) at dilution of 1:50.