

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZNF271



Numéro de catalogue: 23799-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
23799-1-AP

Taille:  
150ul, Concentration: 750 µg/ml by  
Nanodrop and 353 µg/ml by Bradford  
method using BSA as the standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG20727

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC017710

Identification du gène (NCBI):  
10778

Nom complet:  
zinc finger protein 271

MW calculé  
76 kDa

MW observés:  
48 kDa

Méthode de purification:

Purifié par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

## Applications

Applications testées:  
WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:  
Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu pancréatique de souris,

## Informations générales

ZNF271, also named as ZNF-EB, HZF7, ZNF271-dp, may be involved in transcriptional regulation. It plays a role in the EBV-mediated transformation process. ZNF 271 has two isoforms with MW 76 kDa and 48 kDa. This antibody recognize both isoforms.

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



mouse pancreas tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 23799-1-AP (ZNF271 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.